

GB Intended use: Kessler Ocupad® sterile self adhesive ocular dressings are designed to effectively protect the eye area after surgery or injury. The dressing's anatomic form in combination with its soft and flexible material ensures maximal comfort for the patient.

Product characteristics: The dressing consists of a hyper absorbent wound pad that ensures reliable absorption of secretions, bonded on a larger soft, breathable and flexible non woven cover that ensures patient comfort. The cover is coated with hypoallergenic, acrylic adhesive. The wound pad has a special anti-adherent layer which prevents adhesion of the pad on the wound.

Instructions of use: Wash your hands before and after dealing with the wound. Ocupad® should be applied to clean and dry skin. Remove the individual packaging. Apply Ocupad® starting just below the eyebrow. The narrow tip should be placed towards the nose. Reapply every 48 hours or earlier if needed or as directed by your doctor. Change the dressing if secretions penetrate the soft cover. Remove slowly and carefully from the edges towards the center.

Precautions: Read the instructions carefully before use. Single use only. Sterile unless package is opened or damaged. Seek medical advice immediately if redness or discomfort occurs.

Warnings: Not to be used in case of known intolerance to similar products, inflammatory skin conditions as well as beyond product validity stated on the packaging.

GR Προβλεπόμενη χρήση: Το αποστειρωμένα αυτοκόλλητα οφθαλμικά επιθέματα Ocupad® της Kessler έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν αποτελεσματικά την περιοχή του ματιού μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ή τραύματα. Το ανατομικό τους σχήμα σε συνδυασμό με το μαλακό και εύκαμπτο υλικό τους εξασφαλίζουν την άνεση του ασθενή.

Χαρακτηριστικά προϊόντος: Αποτελούνται από ένα υπέρ-απορροφητικό πυρήνα που εξασφαλίζει αξιόπιστη απορρόφηση των εκκρίσεων, συγκολλημένο σε ένα μεγαλύτερο μαλακό, εύκαμπτο και αεροδιαπερατό non woven κάλυμμα που εξασφαλίζει την άνεση του ασθενούς. Το κάλυμμα είναι επικαλυμμένο με υποαλλεργικό, ακρυλικό συγκολλητικό. Ο πυρήνας διαθέτει αντικολλητική επίστρωση η οποία αποτρέπει την επικόλληση του στο τραύμα.

Οδηγίες χρήσης: Πλύνετε τα χέρια σας πριν και μετά την διαχείριση του τραύματος. Το Ocupad® πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Αφαιρέστε την ατομική συσκευασία. Κολλήστε το Ocupad® ξεκινώντας ακριβώς κάτω από το φρύδι. Το στενό άκρο πρέπει να τοποθετηθεί προς τη μύτη. Ανανεώστε κάθε 48 ώρες ή και νωρίτερα αν χρειάζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Αλλάξτε το επίθεμα αν εκκρίσεις διαπεράσουν το μαλακό κάλυμμα. Αφαιρέστε το αργά και προσεκτικά από τις άκρες προς το κέντρο.

Προφυλάξεις: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Προϊόν μίας χρήσης. Αποστειρωμένο εκτός εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή καταστραφεί. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή για όλες τις σοβαρές πληγές και εγκαύματα όπως και εάν εμφανιστεί ερυθρότητα ή δυσφορία.

Προειδοποιήσεις: Μη χρησιμοποιείται το προϊόν σε περίπτωση γνωστής δυσανεξίας σε παρόμοια προϊόντα, σε περίπτωση φλεγμονώδους δερματικής πάθησης καθώς και πέραν της ημερομηνίας λήξης του που αναγράφεται στη συσκευασία.